



**ARTERIAL**



**VENOSO**



**EN Snare®**

Número de catálogo	Diámetro funcional del asa	Longitud del lazo	Calibre en French	Longitud del catéter
--------------------	----------------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**KIT DE LAZO ESTÁNDAR**

EN2006010	6 - 10 mm	120 cm	6 F	100 cm
EN2006015	9 - 15 mm	120 cm	6 F	100 cm
EN2006020	12 - 20 mm	120 cm	6 F	100 cm
EN2007030	18 - 30 mm	120 cm	7 F	100 cm
EN2007045	27 - 45 mm	120 cm	7 F	100 cm

**KIT DE LAZO MINI**

EN1003004	2 - 4 mm	175 cm	3,2 F	150 cm
EN1003008	4 - 8 mm	175 cm	3,2 F	150 cm



**ONE Snare®**

Número de catálogo	Diámetro del asa	Longitud del lazo	Calibre en French	Longitud del catéter	Número de catálogo	Diámetro del asa	Longitud del lazo	Calibre en French	Longitud del catéter
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------------

**KIT DE LAZO ESTÁNDAR**

ONE500	5 mm	120 cm	4 F	100 cm
ONE1000	10 mm	120 cm	4 F	100 cm
ONE1500	15 mm	120 cm	6 F	100 cm
ONE2000	20 mm	120 cm	6 F	100 cm
ONE2500	25 mm	120 cm	6 F	100 cm
ONE3000	30 mm	120 cm	6 F	100 cm
ONE3500	35 mm	120 cm	6 F	100 cm

**KIT DE MICROLAZO**

ONE200	2 mm	175 cm	2,3-3 F	150 cm
ONE201	2 mm	200 cm	2,3-3 F	175 cm
ONE400	4 mm	175 cm	2,3-3 F	150 cm
ONE401	4 mm	200 cm	2,3-3 F	175 cm
ONE700	7 mm	175 cm	2,3-3 F	150 cm
ONE701	7 mm	200 cm	2,3-3 F	175 cm

**KIT DE LAZO PEQUEÑO**

ONE1001	10 mm	65 cm	4 F	48 cm
ONE2501	25 mm	65 cm	6 F	48 cm

**CATÉTERES DE RECAMBIO**

ONE4000	-	-	4 F	100 cm
ONE6000	-	-	6 F	100 cm